

HALTESPITZEN UND ZUBEHÖR

FlexArm Vorrichtungen sind zur Verwendung mit unseren austauschbaren Spitzen mit einer Sechskant-Schnellkupplung (A) erhältlich, können aber auch mit einer permanent befestigten Edelstahlspitze (B) oder Delrin-Spitze (C) bestellt werden.



JUSTIERBARE HALTESPITZEN



REF.-NR. 69706
Edelstahlspitze



REF.-NR. 69707
Delrin-Spitze



REF.-NR. 69706-L
Edelstahlspitze XL

AUTOMATISCHE HALTESPITZEN

REF.-NR. 72162
Schnellgriff-Spitze (10 mm)



REF.-NR. 72163
Schnellgriff-Spitze (5 mm)



Bei den Mediflex Halte- und Positionier-Vorrichtungen, die am distalen Ende mit einer Schnellkupplung versehen sind, kann jede mit einer Sechskantkupplung ausgestattete Mediflex-Spitze an einem beliebigen Arm angebracht werden.

STERILISIERUNGSWANNEN



REF.-NR. 69760
Mehrweg-Aluminiumwanne mit Deckel, perforiert
Abmessungen: 57,7 cm x 26,9 cm x 11,9 cm



REF.-NR. 69761
Mehrweg-Aluminiumwanne mit Deckel, perforiert
Abmessungen: 67,8 cm x 27,9 cm x 15,2 cm



REF.-NR. 69762
Mehrweg-Aluminiumwanne mit Deckel, perforiert
Abmessungen: 78,7 cm x 27,9 cm x 15,2 cm

Produktspezifikationen finden Sie unter mediflex.com

Mediflex[®]
SURGICAL PRODUCTS

Mediflex Surgical Products,
a Division of Flexbar Machine Corp.
250 Gibbs Road
Islandia, NY 11749 USA


Telefon: +1-631.582.6424
Fax: +1-631.582.4520
E-Mail: sales@mediflex.com

mediflex.com

Hergestellt in den USA

FAP-0116

Mediflex[®]
SURGICAL PRODUCTS



ROBUSTER • LEICHTGÄNGIGER • EINFACHER ZU VERWENDEN

FlexArm™ Plus

Halte- und Positionier-Vorrichtungen

Maximale Stabilität, da Instrumente und Endoskope nicht mehr per Hand gehalten werden müssen und dadurch während des Eingriffs justiert, uneingeschränkt positioniert und auf vielseitige Weise gehandhabt werden können.

Mediflex, Erfinder der originalen chirurgischen Halte- und Positionier-Vorrichtung FlexArm freut sich über die Einführung seiner neuesten Technologiegeneration. Der neue FlexArm Plus verfügt über eine Reihe von technologischen Verbesserungen und ist daher noch robuster, leichtgängiger und einfacher zu verwenden.

ERHÖLTE ROBUSTHEIT

Dank der neuen Ausführung ist der Arm noch robuster und kann auch unter Spannung justiert werden.

ERGONOMISCHER GRIFF

Aufgrund der ganz neuen Griffausführung lässt sich der Arm problemlos, schneller und einfacher spannen.

KEIN RÜCKSETZEN MEHR ERFORDERLICH

Dadurch, dass das Rücksetzverfahren entfällt, wird die Reinigung erleichtert und die Arbeit kann schnell fortgesetzt werden, wodurch bei jeder Verwendung Zeit gespart und optimale Leistung gewährleistet wird.

EINFACHE EINRICHTUNG

Die neue Ausführung ermöglicht eine einfachere und schnellere Einrichtung. Es sind weniger Griffdrehungen notwendig, um den beweglichen Arm starr zu justieren.

ERHÖLTE VERSCHLEISSFESTIGKEIT

Dank zahlreicher technologischer Verbesserungen ist der neu ausgeführte Arm robuster und leichtgängiger, was wiederum zu einer Verlängerung der Lebensdauer des Produkts führt.



MONOLITHIC FLEXARM™ PLUS



Der einteilige Monolithic FlexArm Plus ist mit einer integrierten OP-Schienenklemme ausgestattet, die sich mühelos installieren lässt und einfach zu verwenden ist. Der ergonomische Fallgriff richtet sich automatisch parallel zum Arm aus, wodurch Behinderungen vermieden werden.

REF.-NR.	BESCHREIBUNG
99045	Monolithic FlexArm Plus mit fixierter Edelstahlspitze
99045-D	Monolithic FlexArm Plus mit fixierter Delrin-Spitze
99045-QC	Monolithic FlexArm Plus mit Sechskant-Schnellkupplung
99045-QG10	Monolithic FlexArm Plus mit 10 mm Schnellgriff-Spitze
99045-QG5	Monolithic FlexArm Plus mit 5 mm Schnellgriff-Spitze
99702	Monolithic FlexArm Plus, lange Reichweite, mit Sechskant-Schnellkupplung*
99701	Nathanson Monolithic FlexArm System, lange Reichweite mit 5 mm Haken (siehe Tabelle unten)
99720	Nathanson Monolithic FlexArm System, lange Reichweite mit 6,5 mm Haken (siehe Tabelle unten)

* Beim Modell mit langer Reichweite ist die horizontale Reichweite etwa 10,1 cm länger als beim 99045-QC-System.

NATHANSON FLEXARM™ PLUS SYSTEME

In der bariatrischen und GERD-Chirurgie ermöglicht die Kombination aus FlexArm Plus und Nathanson Leberretraktor die bewegungslose, atraumatische Retraktion der Leber, wobei die Gefahr eines Absackens des Retraktors oder der Ermüdung des retraktorhaltenden Assistenten ausgeschlossen wird.

REF.-NR.	BESCHREIBUNG	Ref.-Nr. 99701 5 mm System enthält (1 Stück)	Pos. Nr. 99720 6,5 mm System enthält (1 Stück)
99702	Monolithic FlexArm Plus, lange Reichweite	•	•
69703	Kleiner 5 mm Nathanson Haken	•	
69704	Mittlerer 5 mm Nathanson Haken	•	
69705	Großer 5 mm Nathanson Haken	•	
69735	Kleiner 6,5 mm Nathanson Haken		•
69736	Mittlerer 6,5 mm Nathanson Haken		•
69737	Großer 6,5 mm Nathanson Haken		•
69706	Edelstahlspitze	•	•
69707	Delrin-Spitze	•	•

Hinweis: Es sind weitere Nathanson Hakenkonfigurationen erhältlich.



FLEXARM™ PLUS EINZELARME UND SYSTEME

Mit dem Sortiment an FlexArm Plus Systemkonfigurationen müssen Instrumente und/oder Laparoskope während des chirurgischen Eingriffs nicht mehr mit der Hand gehalten und stabilisiert werden, wodurch möglicherweise weniger Personal benötigt wird, die Eingriffsdauer reduziert wobei die Effizienz im OP gesteigert wird.



99054-QC



99055-QCLR



99056



99056-QC-BS01

REF.-NR.	BESCHREIBUNG
99054-QC	Einzelarmsystem mit Sechskant-Schnellkupplung
99054	Einzelarmsystem mit fixierter Edelstahlspitze
99054-D	Einzelarmsystem mit fixierter Delrin-Spitze
99055-QC	Doppelarmsystem mit Sechskant-Schnellkupplungen
99055	Doppelarmsystem mit fixierten Edelstahlspitzen
99055-D	Doppelarmsystem mit fixierten Delrin-Spitzen
99055-DS	Doppelarmsystem mit einer fixierten Edelstahlspitze + einer fixierten Delrin-Spitze
99054-QCLR	Einzelarmsystem, lange Reichweite, mit Sechskant-Schnellkupplung
99054-LR	Einzelarmsystem, lange Reichweite, mit fixierter Edelstahlspitze
99054-DLR	Einzelarmsystem, lange Reichweite, mit fixierter Delrin-Spitze
99055-QCLR	Doppelarmsystem, lange Reichweite, mit Sechskant-Schnellkupplungen
99055-LR	Doppelarmsystem, lange Reichweite, mit fixierten Edelstahlspitzen
99055-DLR	Doppelarmsystem, lange Reichweite, mit fixierten Delrin-Spitzen
99055-DSLR	Doppelarmsystem, lange Reichweite, mit einer fixierten Edelstahlspitze + einer fixierten Delrin-Spitze
99056-QC	Nur Einzelarm mit Sechskant-Schnellkupplung
99056	Nur Einzelarm mit fixierter Edelstahlspitze
99056-D	Nur Einzelarm mit fixierter Delrin-Spitze
99056-QC-BS01	Nur Einzelarm mit distalem Drehgelenk + Sechskant-Schnellkupplung

Hinweis: Bei allen Systemen ist eine OP-Schienenklemme im Lieferumfang enthalten.

FLEXARM™ PLUS KOMBISYSTEM

Das FlexArm Plus–StrongArm System bietet die absolute Starrheit einer StrongArm Vorrichtung vereint mit der flexiblen Starrheit einer FlexArm Halte- und Positionier-Vorrichtung. Diese Kombination eignet sich ideal für Eingriffe, bei denen das Organ retraktiert und gleichzeitig ein Endoskop gehalten werden muss.

REF.-NR.	BESCHREIBUNG
99040	StrongArm-FlexArm Plus Kombisystem mit Sechskant-Schnellkupplungen und einer robusten OP-Schienenklemme



99040

Produktspezifikationen finden Sie unter [mediflex.com](https://www.mediflex.com)